

## Miska krystalizační s výlevkou, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 20, 40, 60, 100, 150, 300, 500, 900, 2000 a 3500 ml
- ploché dno
- výlevka



Obj. číslo	Celkový objem [ml]	Pracovní objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 625 040	20	15	40	25	Skladem, do 1 týdne	182 Kč
632 411 625 050	40	20	50	30	2-3 týdny	200 Kč
632 411 625 060	60	40	60	35	1-2 týdny	163 Kč
632 411 625 070	100	50	70	40	Skladem, do 1 týdne	198 Kč
632 411 625 080	150	90	80	45	1-2 týdny	185 Kč
632 411 625 095	300	200	95	55	Skladem, do 1 týdne	194 Kč
632 411 625 115	500	380	115	65	1-2 týdny	254 Kč
632 411 625 140	900	650	140	75	1-2 týdny	334 Kč
632 411 625 190	2000	1600	190	90	1-2 týdny	506 Kč
632 411 625 230	3500	2700	230	100	1-2 týdny	604 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*