

Miska laboratorní, PP

Materiál: PP

- objem: 0,9; 1,7; 2,9; 4,3; 6,6 nebo 13,4 l
- materiál: bílý PP
- ploché dno, výborná stabilita
- vyhnutý okraj
- vhodná pro styk s potravinami dle nařízení Komise (EU) č. 10/2011



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují různé typy [lopatek](#), plastové [odměrky](#), [sáčky na vzorky](#) a [popisovače s jemným hrotem](#).

Obj. číslo	Popis	Objem [l]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 650 042 594	Laboratorní miska	0,9	160	70	1-2 týdny	62 Kč
130 650 042 694	Laboratorní miska	1,7	200	80	1-2 týdny	89 Kč
130 650 042 794	Laboratorní miska	2,9	240	100	1-2 týdny	131 Kč
130 650 042 894	Laboratorní miska	4,3	280	120	1-2 týdny	185 Kč
130 650 042 994	Laboratorní miska	6,6	320	130	1-2 týdny	257 Kč
130 650 043 194	Laboratorní miska	13,4	400	180	1-2 týdny	412 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.