

Miska laboratorní, PP

Materiál: PP

- objem: 0,9; 1,7; 2,9; 4,3; 6,6 nebo 13,4 l
- materiál: bílý PP
- ploché dno, výborná stabilita
- vyhnutý okraj
- vhodná pro styk s potravinami dle nařízení Komise (EU) č. 10/2011



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují různé typy [lopatek](#), plastové [odměrky](#), [sáčky na vzorky](#) a [popisovače s jemným hrotem](#).

| Obj. číslo | Popis | Objem [l] | Průměr [mm] | Výška [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
| 130 650 042 594 | Laboratorní miska | 0,9 | 160 | 70 | 1-2 týdny | 62 Kč |
| 130 650 042 694 | Laboratorní miska | 1,7 | 200 | 80 | 1-2 týdny | 89 Kč |
| 130 650 042 794 | Laboratorní miska | 2,9 | 240 | 100 | 1-2 týdny | 131 Kč |
| 130 650 042 894 | Laboratorní miska | 4,3 | 280 | 120 | 1-2 týdny | 185 Kč |
| 130 650 042 994 | Laboratorní miska | 6,6 | 320 | 130 | 1-2 týdny | 257 Kč |
| 130 650 043 194 | Laboratorní miska | 13,4 | 400 | 180 | 1-2 týdny | 412 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.