

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Misky a podnosy > Miska na nástroje, s víkem, nerezová

Miska na nástroje, s víkem, nerezová

- 2 velikosti: 230 x 133 x 50 mm nebo 315 x 215 x 60 mm
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- víko s vloženou rukojetí
- zaoblené rohy pro snadné čištění
- stohovatelná



Obj. číslo	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 475	230	133	50	3-4 týdny	1 348 Kč
397 210 008 476	315	215	60	3-4 týdny	1 969 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.