

## Miska na vzorky, hliníková

- 6 velikostí (objem 28, 110, 125, 280 a 520 ml)
- materiál: hliník
- vyhnutý okraj pro větší pevnost
- rovné dno, hladké nebo zvlněné boční stěny
- vhodná jako odvažovací miska
- **informace k dodávce:** misky jsou dodávány v balení po 50 nebo 100 ks



### Hliníkové misky, hladké boční stěny

Obj. číslo	Objem [ml]	Horní průměr [mm]	Průměr dna [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 240	28	64	51	13	100	1-2 týdny	492 Kč
130 647 696 243	125	96	78	24	100	3-4 týdny	872 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Hliníkové misky, zvlněné boční stěny

Obj. číslo	Objem [ml]	Horní průměr [mm]	Průměr dna [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 241	110	80	56	34	100	3-4 týdny	677 Kč
130 647 696 242	110	99	70	25	100	3-4 týdny	649 Kč
130 647 696 244	280	114	58	50	50	3-4 týdny	594 Kč
130 647 696 245	520	192	157	23	50	3-4 týdny	632 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*