

Miska odpařovací porcelánová, hluboká s výlevkou

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- objem: 10, 20, 30, 60, 107, 140, 150, 232, 300, 400, 580, 700, 1000, 1300 a 6000 ml
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 206 001	10	42	16	3-4 týdny	96 Kč
641 322 206 101	20	50	20	3-4 týdny	111 Kč
641 322 206 121	30	63	25	3-4 týdny	119 Kč
641 322 206 201	60	80	32	Skladem, do 1 týdne	141 Kč
641 322 206 221	107	81	38	3-4 týdny	148 Kč
641 322 206 301	140	94	42	3-4 týdny	184 Kč
641 322 206 321	150	100	40	Skladem, do 1 týdne	191 Kč
641 322 206 401	232	112	47	3-4 týdny	258 Kč
641 322 206 421	300	132	55	3-4 týdny	333 Kč
641 322 206 501	400	138	61	3-4 týdny	375 Kč
641 322 206 611	580	160	64	3-4 týdny	436 Kč
641 322 206 621	700	170	74	3-4 týdny	477 Kč
641 322 206 721	1000	200	80	3-4 týdny	521 Kč
641 322 206 801	1300	202	86	3-4 týdny	792 Kč
641 322 206 991	6000	320	140	3-4 týdny	1 716 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.