

Miska odpařovací porcelánová, polohluboká s výlevkou

Materiál: Porcelán Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- objem: 41, 62, 110, 160, 215, 240, 325, 420 a 558 ml
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



| Obj. číslo | Objem [ml] | Průměr [mm] | Výška [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|------------|---------------------|-----------|
| 641 322 207 101 | 41 | 72 | 26 | 3-4 týdny | 113 Kč |
| 641 322 207 201 | 62 | 83 | 27 | 3-4 týdny | 125 Kč |
| 641 322 207 301 | 110 | 96 | 30 | Skladem, do 1 týdne | 180 Kč |
| 641 322 207 401 | 160 | 110 | 37 | 3-4 týdny | 192 Kč |
| 641 322 207 421 | 215 | 117 | 41 | 3-4 týdny | 199 Kč |
| 641 322 207 501 | 240 | 127 | 42 | 3-4 týdny | 254 Kč |
| 641 322 207 521 | 325 | 142 | 46 | 3-4 týdny | 258 Kč |
| 641 322 207 601 | 420 | 154 | 50 | 3-4 týdny | 285 Kč |
| 641 322 207 701 | 558 | 170 | 55 | 3-4 týdny | 355 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.