

## Miska odpařovací porcelánová, polohluboká s výlevkou

Materiál: Porcelán Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- objem: 41, 62, 110, 160, 215, 240, 325, 420 a 558 ml
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



| Obj. číslo      | Objem [ml] | Průměr [mm] | Výška [mm] | Dostupnost          | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|------------|---------------------|-----------|
| 641 322 207 101 | 41         | 72          | 26         | 3-4 týdny           | 113 Kč    |
| 641 322 207 201 | 62         | 83          | 27         | 3-4 týdny           | 125 Kč    |
| 641 322 207 301 | 110        | 96          | 30         | Skladem, do 1 týdne | 180 Kč    |
| 641 322 207 401 | 160        | 110         | 37         | 3-4 týdny           | 192 Kč    |
| 641 322 207 421 | 215        | 117         | 41         | 3-4 týdny           | 199 Kč    |
| 641 322 207 501 | 240        | 127         | 42         | 3-4 týdny           | 254 Kč    |
| 641 322 207 521 | 325        | 142         | 46         | 3-4 týdny           | 258 Kč    |
| 641 322 207 601 | 420        | 154         | 50         | 3-4 týdny           | 285 Kč    |
| 641 322 207 701 | 558        | 170         | 55         | 3-4 týdny           | 355 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*