

Miska odpařovací porcelánová, polohluboká s výlevkou, Objem [ml]: 558, Průměr [mm]: 170, Výška [mm]: 55

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- objem: 41, 62, 110, 160, 215, 240, 325, 420 a 558 ml
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 207 101	41	72	26	3-4 týdny	111 Kč
641 322 207 201	62	83	27	3-4 týdny	123 Kč
641 322 207 301	110	96	30	Skladem, do 1 týdne	176 Kč
641 322 207 401	160	110	37	3-4 týdny	189 Kč
641 322 207 421	215	117	41	3-4 týdny	195 Kč
641 322 207 501	240	127	42	3-4 týdny	249 Kč
641 322 207 521	325	142	46	3-4 týdny	253 Kč
641 322 207 601	420	154	50	3-4 týdny	279 Kč
641 322 207 701	558	170	55	3-4 týdny	348 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.