

VERKON > Sklo a porcelán > Porcelán > Misky odpařovací > Miska odpařovací porcelánová s plochým dnem a držadlem

Miska odpařovací porcelánová s plochým dnem a držadlem

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- dle Berdela
- s výlevkou
- objem: 22, 84, 176, 270, 450 a 960 ml
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 209 101	22	45	26	3-4 týdny	153 Kč
641 322 209 201	84	67	39	3-4 týdny	199 Kč
641 322 209 301	176	85	49	3-4 týdny	257 Kč
641 322 209 401	270	101	51	3-4 týdny	287 Kč
641 322 209 501	450	120	64	3-4 týdny	365 Kč
641 322 209 601	960	150	86	3-4 týdny	610 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.