

VERKON > Sklo a porcelán > Porcelán > Misky odpařovací > Miska odpařovací porcelánová s plochým dnem a výlevkou

## Miska odpařovací porcelánová s plochým dnem a výlevkou

Materiál: Porcelán Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- objem: 22, 62, 93, 154, 265, 330, 450, 620, 800, 1000 a 2500 ml
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 274 101	22	54	22	3-4 týdny	88 Kč
641 322 274 121	62	70	30	3-4 týdny	102 Kč
641 322 274 201	93	86	33	3-4 týdny	123 Kč
641 322 274 301	154	98	40	Skladem, do 1 týdne	149 Kč
641 322 274 401	265	112	50	3-4 týdny	188 Kč
641 322 274 501	330	126	53	3-4 týdny	228 Kč
641 322 274 601	450	145	55	3-4 týdny	350 Kč
641 322 274 701	620	151	63	3-4 týdny	376 Kč
641 322 274 801	800	169	68	3-4 týdny	467 Kč
641 322 274 901	1000	195	74	3-4 týdny	614 Kč
641 322 274 991	2500	254	105	3-4 týdny	906 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.