

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Misky a podnosy > Miska odpařovací s plochým dnem, nerezová

Miska odpařovací s plochým dnem, nerezová

- objem: 125, 250, 500, 1000, 2000 a 5000 ml
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- ploché "kontaktní" dno
- bez víka



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 560	125	75	35	3-4 týdny	688 Kč
397 210 008 561	250	85	50	3-4 týdny	875 Kč
397 210 008 562	500	110	55	3-4 týdny	1 264 Kč
397 210 008 563	1000	140	75	3-4 týdny	1 825 Kč
397 210 008 564	2000	160	105	3-4 týdny	2 375 Kč
397 210 008 565	5000	200	160	3-4 týdny	4 375 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.