

Miska odpařovací s víčkem, niklová

- objem: 45, 73 a 100 ml
- výška: 16 nebo 19 mm
- materiál: 99,5 % nikl
- ploché dno
- víčko s hmatníkem pro snadnější manipulaci



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 060	45	55	19	3-4 týdny	2 443 Kč
397 210 008 061	45	60	16	3-4 týdny	2 880 Kč
397 210 008 062	73	70	19	3-4 týdny	2 920 Kč
397 210 008 065	100	90	16	3-4 týdny	3 418 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.