

Miska odpařovací s výlevkou, kulaté dno, SIMAX, Objem [ml]: 90

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 15, 90, 180, 400, 800, 1700 a 2600 ml
- kulaté dno
- výlevka



Obj. číslo	Objem [ml]	Horní průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 604 050	15	51	22	1-2 týdny	189 Kč
632 411 604 080	90	85	39	1-2 týdny	232 Kč
632 411 604 100	180	105	49	1-2 týdny	248 Kč
632 411 604 130	400	131	62	1-2 týdny	326 Kč
632 411 604 160	800	166	80	1-2 týdny	352 Kč
632 411 604 200	1700	206	100	1-2 týdny	477 Kč
632 411 604 230	2600	235	115	1-2 týdny	562 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.