

Miska odvažovací bílá, PS

Materiál: PS

- různé velikosti
- 2 tvary: lichoběžník a čtverec
- materiál: antistatický PS s hydrofobním povrchem
- barva: bílá
- rozměry jsou uvedeny ve tvaru š x d x v
- **informace k dodávce:** misky jsou dle objemu a tvaru dodávány v balení po 250, 500 nebo 1000 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
Odvažovací misky lichoběžníkového tvaru:						
331 851 911 100	5	Lichoběžník	31 x 53 x 5,3	1000	4-6 týdnů	1 812 Kč
331 851 911 101	30	Lichoběžník	56 x 85 x 14,5	500	4-6 týdnů	1 477 Kč
331 851 911 102	100	Lichoběžník	96 x 134,5 x 18,5	250	4-6 týdnů	1 510 Kč
Odvažovací misky čtvercového tvaru:						
331 851 911 103	7	Čtverec	43 x 43 x 8	1000	4-6 týdnů	1 571 Kč
331 851 911 104	100	Čtverec	78,5 x 78,5 x 23	1000	4-6 týdnů	2 836 Kč
331 851 911 105	250	Čtverec	134 x 134 x 23	1000	3-4 týdny	6 038 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.