

Miska odvažovací polystyrenová

- 3 velikosti (objem 7, 100 a 250 ml)
- tvar: čtverec
- barva: bílá nebo modrá
- materiál: antistatický PS
- teplotní odolnost max. 82 °C
- rozměry jsou uvedeny ve tvaru š x d x v
- **informace k dodávce:** misky jsou dle objemu a barvy dodávány v balení po 100 nebo 500 ks



| Obj. číslo | Objem [ml] | Barva | Rozměry [mm] | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|------------|-------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 130 950 011 124 | 7 | Bílá | 41 x 41 x 8 | 500 | 3-4 týdny | 1 074 Kč |
| 130 950 011 130 | 7 | Modrá | 41 x 41 x 8 | 100 | 3-4 týdny | 384 Kč |
| 130 950 011 125 | 100 | Bílá | 89 x 89 x 25 | 500 | 3-4 týdny | 1 651 Kč |
| 130 950 011 131 | 100 | Modrá | 89 x 89 x 25 | 100 | 3-4 týdny | 581 Kč |
| 130 950 011 132 | 250 | Modrá | 140 x 140 x 22 | 100 | 3-4 týdny | 933 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.