

Miska odvažovací polystyrenová

- 3 velikosti (objem 7, 100 a 250 ml)
- tvar: čtverec
- barva: bílá nebo modrá
- materiál: antistatický PS
- teplotní odolnost max. 82 °C
- rozměry jsou uvedeny ve tvaru š x d x v
- **informace k dodávce:** misky jsou dle objemu a barvy dodávány v balení po 100 nebo 500 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Barva	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 011 124	7	Bílá	41 x 41 x 8	500	3-4 týdny	1 074 Kč
130 950 011 130	7	Modrá	41 x 41 x 8	100	3-4 týdny	384 Kč
130 950 011 125	100	Bílá	89 x 89 x 25	500	3-4 týdny	1 651 Kč
130 950 011 131	100	Modrá	89 x 89 x 25	100	3-4 týdny	581 Kč
130 950 011 132	250	Modrá	140 x 140 x 22	100	3-4 týdny	933 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.