

Miska třecí achátová s tloučkem

- různé velikosti (objem 2, 8, 10, 13, 24, 50, 100 a 200 ml)
- vysoká kvalita s bezchybným brusným povrchem
- vysoká mechanická a chemická odolnost



Obj. číslo	Objem [ml]	Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 950 210 025	2	25	20	15	3-4 týdny	1 394 Kč
130 950 210 040	8	40	35	20	3-4 týdny	1 424 Kč
130 950 210 050	10	50	40	25	3-4 týdny	1 551 Kč
130 950 210 060	13	60	50	27	3-4 týdny	1 831 Kč
130 950 210 075	24	75	60	30	4-6 týdnů	2 699 Kč
130 950 210 100	50	100	80	40	3-4 týdny	5 707 Kč
130 950 210 125	100	125	105	50	4-6 týdnů	11 259 Kč
130 950 210 150	200	150	125	65	4-6 týdnů	22 801 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 130 956 007 040	Náhradní tlouček k achátové třecí misce o objemu 8 ml	Nové	3 ks	275 Kč 220 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.