

Miska třecí drsná, porcelánová

Materiál: Porcelán Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- různé velikosti (objem 25, 30, 70, 75, 110, 160, 220, 400, 500, 650, 1000, 2250 nebo 4300 ml)
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1350 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3
- **informace k dodávce:** misky se dodávají **bez** tloučku ([tlouček](#) se objednává samostatně)



Obj. číslo	Objem [ml]	Horní průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 331 211 000	25	51	32	3-4 týdny	124 Kč
641 331 211 100	30	56	36	Skladem, do 1 týdne	128 Kč
641 331 211 110	70	63	41	3-4 týdny	151 Kč
641 331 211 120	75	76	45	Skladem, do 1 týdne	165 Kč
641 331 211 200	110	83	50	Skladem, do 1 týdne	207 Kč
641 331 211 220	160	90	56	3-4 týdny	254 Kč
641 331 211 300	220	105	64	Skladem, do 1 týdne	299 Kč
641 331 211 320	400	125	71	3-4 týdny	547 Kč
641 331 211 400	500	139	82	3-4 týdny	678 Kč
641 331 211 500	650	150	90	3-4 týdny	852 Kč
641 331 211 600	1000	180	104	3-4 týdny	1 087 Kč
641 331 211 700	2250	224	127	3-4 týdny	1 439 Kč
641 331 211 800	4300	268	160	3-4 týdny	2 104 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.