

## Miska třecí glazovaná, porcelánová

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- různé velikosti (objem 25, 30, 70, 75, 110, 160, 220, 400, 500, 650, 1000, 2250 nebo 4300 ml)
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3
- **informace k dodávce:** misky se dodávají bez tloučku (tlouček se objednává samostatně)



Obj. číslo	Objem [ml]	Horní průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 331 211 001	25	51	32	3-4 týdny	126 Kč
641 331 211 101	30	56	36	3-4 týdny	131 Kč
641 331 211 111	70	63	41	3-4 týdny	142 Kč
641 331 211 121	75	76	45	Skladem, do 1 týdne	157 Kč
641 331 211 201	110	83	50	Skladem, do 1 týdne	198 Kč
641 331 211 221	160	90	56	3-4 týdny	247 Kč
641 331 211 301	220	105	64	3-4 týdny	290 Kč
641 331 211 321	400	125	71	3-4 týdny	543 Kč
641 331 211 401	500	139	82	3-4 týdny	673 Kč
641 331 211 501	650	150	90	3-4 týdny	849 Kč
641 331 211 601	1000	180	104	3-4 týdny	1 109 Kč
641 331 211 701	2250	224	127	3-4 týdny	1 449 Kč
641 331 211 801	4300	268	160	3-4 týdny	2 095 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*