

Tlouček melaminový s nerezovou hlavicí, Délka [mm]: 200, k produktu: Miska třecí, nerezová

- objem: 250, 500, 750, 1000, 1500 a 2000 ml
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- melaminový tlouček s tvarovanou rukojetí nebo celonerezový tlouček (tloučky se objednávají samostatně)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky misky **není** tlouček



Třecí misky

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 023 050 090	Třecí miska bez tloučku	250	100	2-3 týdny	756 Kč
130 635 008 931	Třecí miska bez tloučku	500	120	4-6 týdnů	1 024 Kč
130 635 008 932	Třecí miska bez tloučku	750	140	4-6 týdnů	1 486 Kč
397 023 050 155	Třecí miska bez tloučku	1000	160	2-3 týdny	1 762 Kč
130 635 008 934	Třecí miska bez tloučku	1500	180	4-6 týdnů	2 051 Kč
397 023 050 220	Třecí miska bez tloučku	2000	200	Delší termín	2 309 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Tloučky

Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 023 050 998	Tlouček melaminový	200	2-3 týdny	592 Kč
397 023 050 999	Tlouček melaminový s nerezovou hlavicí	200	2-3 týdny	870 Kč
130 635 008 936	Tlouček nerezový, průměr 28/24 mm	140	4-6 týdnů	2 221 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.