

## Miska třecí s výlevkou, melaminová

- objem: 300 a 500 ml
- provedení: s výlevkou
- barva: bílá
- materiál: melaminová pryskyřice (MF)
- teplotní odolnost: < 80 °C (nelze autoklávovat)
- vysoká stabilita
- **informace k dodávce:** třecí misky se objednávají v balení po 5 ks, tloučky se objednávají samostatně



**i** Tloučky o průměru 30, 35 a 40 mm se používají v kombinaci s miskou o objemu 300 ml, tloučky o průměru 42 mm s miskou o objemu 500 ml.

### Melaminové třecí misky

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 650 072 898	300	125	75	5	2-3 týdny	2 088 Kč
130 650 072 998	500	150	90	5	2-3 týdny	2 554 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Melaminové tloučky

Obj. číslo	Popis	Průměr hlavy [mm]	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 650 073 498	Tlouček melaminový	30	125	5	4-6 týdnů	3 150 Kč
130 650 073 598	Tlouček melaminový	35	145	5	4-6 týdnů	3 771 Kč
130 650 073 698	Tlouček melaminový	40	160	5	4-6 týdnů	3 818 Kč
130 650 073 898	Tlouček melaminový	42	215	1	4-6 týdnů	1 477 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*