

## Miska žíhací a tavicí, korundová

- různé objemy a tvary
- materiál: AG 202 (C795), slinutá korundová keramika s 95% obsahem  $Al_2O_3$
- barva: bílá
- odolnost vůči taveninám do teploty 1450 °C



| Obj. číslo      | Typ                       | Průměr [mm] | Výška [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 641 015 038 193 | Talířek                   | 40          | 7          | 3-4 týdny  | 277 Kč    |
| 641 015 038 194 | Talířek                   | 60          | 7          | 3-4 týdny  | 431 Kč    |
| 641 015 032 025 | Oválná, s vysokým okrajem | 60/54       | 24         | 3-4 týdny  | 520 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

| Obj. číslo      | Typ     | Rozměry [mm] | Výška [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| 641 015 038 248 | Lodička | 120 x 30     | 15         | 3-4 týdny  | 485 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*