

Miska žíhací porcelánová, bez výlevky

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- 2 typy: nízká nebo hluboká
- různé objemy
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Nízká žíhací miska

Obj. číslo	Typ	Provedení	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 204 201	Nízká	Bez výlevky	7	38	10	3-4 týdny	34 Kč
641 322 204 301	Nízká	Bez výlevky	9	44	11	3-4 týdny	39 Kč
641 322 204 401	Nízká	Bez výlevky	12	47	13	3-4 týdny	45 Kč
641 322 204 601	Nízká	Bez výlevky	70	81	20	Skladem, do 1 týdne	70 Kč
641 322 204 801	Nízká	Bez výlevky	220	122	28	Skladem, do 1 týdne	139 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hluboká žíhací miska

Obj. číslo	Typ	Provedení	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 203 101	Hluboká	Bez výlevky	8	30	15	3-4 týdny	42 Kč
641 322 203 201	Hluboká	Bez výlevky	21	40	20	3-4 týdny	45 Kč
641 322 203 301	Hluboká	Bez výlevky	35	50	25	3-4 týdny	65 Kč
641 322 203 401	Hluboká	Bez výlevky	64	60	30	Skladem, do 1 týdne	78 Kč
641 322 203 501	Hluboká	Bez výlevky	103	70	35	Skladem, do 1 týdne	82 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.