

## Miska žíhací porcelánová, čtyřhranná

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- různé objemy
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 255 101	6	50	35	12	3-4 týdny	64 Kč
641 322 255 201	13	62	40	12	3-4 týdny	96 Kč
641 322 255 221	28	74	49	14	3-4 týdny	104 Kč
641 322 255 301	40	95	65	14	3-4 týdny	112 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*