

## Miska žíhací porcelánová, s výlevkou

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- 2 typy: nízká nebo hluboká
- různé objemy
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



### Nízká žíhací miska

Obj. číslo	Typ	Provedení	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 208 001	Nízká	S výlevkou	10	50	10	3-4 týdny	85 Kč
641 322 208 101	Nízká	S výlevkou	20	60	14	3-4 týdny	90 Kč
641 322 208 201	Nízká	S výlevkou	28	70	15	3-4 týdny	103 Kč
641 322 208 301	Nízká	S výlevkou	55	80	20	3-4 týdny	122 Kč
641 322 208 401	Nízká	S výlevkou	110	100	25	3-4 týdny	153 Kč
641 322 208 501	Nízká	S výlevkou	250	130	30	3-4 týdny	204 Kč
641 322 208 601	Nízká	S výlevkou	450	160	40	3-4 týdny	288 Kč
641 322 208 701	Nízká	S výlevkou	1100	200	55	3-4 týdny	834 Kč
641 322 208 801	Nízká	S výlevkou	1750	250	55	3-4 týdny	1 085 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Hluboká žíhací miska

Obj. číslo	Typ	Provedení	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 205 101	Hluboká	S výlevkou	8	30	15	4-6 týdnů	47 Kč
641 322 205 201	Hluboká	S výlevkou	21	40	20	3-4 týdny	51 Kč
641 322 205 301	Hluboká	S výlevkou	35	50	25	4-6 týdnů	65 Kč
641 322 205 401	Hluboká	S výlevkou	64	60	30	3-4 týdny	78 Kč
641 322 205 501	Hluboká	S výlevkou	103	70	35	3-4 týdny	84 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*