

MISKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro vážení > Misky

Miska odvažovací papírová

- 2 velikosti (objem 19 a 30 ml)
- tvar: čtverec
- barva: bílá nebo hnědá
- materiál: certifikovaný papír (FSC), přirozeně biologicky odbouratelný
- splňuje FDA 21 CFR 176.170 a CFR 176.180, ISO 9002 a ISO 14001
- teplotní odolnost max. 210 °C
- rozměry jsou uvedeny ve tvaru š x d x v
- **informace k dodávce:** misky jsou dodávány v balení po 500 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Barva	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 011 363	19	Bílá	35 x 35 x 15,8	500	3-4 týdny	1 833 Kč
130 950 011 361	19	Hnědá	35 x 35 x 15,8	500	3-4 týdny	1 540 Kč
130 950 011 364	30	Bílá	47,6 x 47,6 x 14,2	500	4-6 týdnů	2 024 Kč
130 950 011 362	30	Hnědá	47,6 x 47,6 x 14,2	500	3-4 týdny	2 024 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska odvažovací polystyrenová

- 3 velikosti (objem 7, 100 a 250 ml)
- tvar: čtverec
- barva: bílá nebo modrá
- materiál: antistatický PS
- teplotní odolnost max. 82 °C
- rozměry jsou uvedeny ve tvaru š x d x v
- **informace k dodávce:** misky jsou dle objemu a barvy dodávány v balení po 100 nebo 500 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Barva	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 011 124	7	Bílá	41 x 41 x 8	500	3-4 týdny	1 047 Kč
130 950 011 130	7	Modrá	41 x 41 x 8	100	3-4 týdny	375 Kč
130 950 011 125	100	Bílá	89 x 89 x 25	500	3-4 týdny	1 610 Kč
130 950 011 131	100	Modrá	89 x 89 x 25	100	3-4 týdny	566 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Barva	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 011 132	250	Modrá	140 x 140 x 22	100	3-4 týdny	909 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska odvažovací bílá, PS

Materiál: PS

- různé velikosti
- 2 tvary: lichoběžník a čtverec
- materiál: antistatický PS s hydrofobním povrchem
- barva: bílá
- rozměry jsou uvedeny ve tvaru š x d x v
- **informace k dodávce:** misky jsou dle objemu a tvaru dodávány v balení po 250, 500 nebo 1000 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Tvar	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
Odvažovací misky lichoběžníkového tvaru:						
331 851 911 100	5	Lichoběžník	31 x 53 x 5,3	1000	4-6 týdnů	1 812 Kč
331 851 911 101	30	Lichoběžník	56 x 85 x 14,5	500	4-6 týdnů	1 477 Kč
331 851 911 102	100	Lichoběžník	96 x 134,5 x 18,5	250	4-6 týdnů	1 510 Kč
Odvažovací misky čtvercového tvaru:						
331 851 911 103	7	Čtverec	43 x 43 x 8	1000	4-6 týdnů	1 571 Kč
331 851 911 104	100	Čtverec	78,5 x 78,5 x 23	1000	4-6 týdnů	2 836 Kč
331 851 911 105	250	Čtverec	134 x 134 x 23	1000	3-4 týdny	6 038 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska odvažovací hliníková, s ouškem

- 3 velikosti
- tvar: kulatý
- materiál: hliník
- ouško pro snadné přenášení nebo očíslování vzorků
- výška je v tabulce uvedena bez ouška
- **informace k dodávce:** misky jsou dodávány v balení po 100 ks



Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 063 724 045	Hliníková miska s ouškem	49	12	100	4-6 týdnů	445 Kč
130 063 724 055	Hliníková miska s ouškem	60	15	100	4-6 týdnů	500 Kč
130 063 724 065	Hliníková miska s ouškem	66	16	100	4-6 týdnů	553 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Neolab/IDL - příliš drahé

Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry (průměr x výška) [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 021 603	0,35	13 x 3,5	100	3-4 týdny	1 415 Kč
130 950 021 600	20	43 x 11	100	3-4 týdny	1 187 Kč
130 950 021 601	60	55 x 14	100	3-4 týdny	1 446 Kč
130 950 021 602	80	70 x 15	100	3-4 týdny	1 220 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska na vzorky, hliníková

- 6 velikostí (objem 28, 110, 125, 280 a 520 ml)
- materiál: hliník
- vyhnutý okraj pro větší pevnost
- rovné dno, hladké nebo zvlněné boční stěny
- vhodná jako odvažovací miska
- **informace k dodávce:** misky jsou dodávány v balení po 50 nebo 100 ks



Hliníkové misky, hladké boční stěny

Obj. číslo	Objem [ml]	Horní průměr [mm]	Průměr dna [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 240	28	64	51	13	100	1-2 týdny	492 Kč
130 647 696 243	125	96	78	24	100	3-4 týdny	872 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hliníkové misky, zvlněné boční stěny

Obj. číslo	Objem [ml]	Horní průměr [mm]	Průměr dna [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 241	110	80	56	34	100	3-4 týdny	677 Kč
130 647 696 242	110	99	70	25	100	3-4 týdny	649 Kč
130 647 696 244	280	114	58	50	50	3-4 týdny	594 Kč
130 647 696 245	520	192	157	23	50	3-4 týdny	632 Kč

drahá alternativa Bochem/IDL

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
397 210 011 610	28	64	13	100	2-3 týdny	683 Kč
397 210 011 611	110	96	24	100	2-3 týdny	869 Kč
397 210 011 613	125	99	25	100	2-3 týdny	1 180 Kč
397 210 011 615	280	114	50	100	2-3 týdny	1 613 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sada pomůcek pro vážení

Sada pomůcek pro vážení obsahuje hliníkové misky, jednorázové váženky a lodičky a malý štětec.

- 100 ks hliníkových misek o průměru 64 mm a objemu 28 ml
- 100 ks jednorázových modrých váženek o objemu 7 ml (rozměry 41 x 41 x 8 mm)
- 250 ks jednorázových šestihranných váženek o objemu 8 ml (šířka 45 mm)
- 250 ks jednorázových lodiček o rozměru 56 x 41 x 8 mm
- 1 ks štětce o průměru 5 mm
- baleno v průhledném plastovém boxu s odklápěcím víkem a přihrádkami (vnější rozměry 240 x 200 x 85 mm)



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 017 224	Hliníkové misky, jednorázové váženky, jednorázové lodičky a malý štětec v průhledném plastovém boxu	701	3-4 týdny	2 552 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.