

## Moštoměr provozní

Používá se ke stanovení cukernatosti moštu. Pro výrobu vína je rozhodující obsah cukru v moštu.

- stupnice udává hmotnostní koncentraci zkvasitelných cukrů révových moštů
- rozsah stupnice: 10 - 30 kg.hl<sup>-1</sup>
- dělení stupnice: 0,5 kg.hl<sup>-1</sup>
- délka: 300 mm
- provedení: bez teploměru nebo s teploměrem (rozsah 0 - 30 °C, dělení 0,5 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 15 °C



Převod stupnice moštoměru z koncentrace v kg.hl<sup>-1</sup> na jednotky hustoty v kg.m<sup>-3</sup>

Koncentrace [kg.hl <sup>-1</sup> ]	Hustota [kg.m <sup>-3</sup> ]	Koncentrace [kg.hl <sup>-1</sup> ]	Hustota [kg.m <sup>-3</sup> ]
10	1049,79	21	1091,09
11	1053,44	22	1095,12
12	1057,06	23	1099,22
13	1060,69	24	1103,40
14	1064,34	25	1107,68
15	1068,32	26	1112,09
16	1071,74	27	1116,65
17	1075,59	28	1121,39
18	1079,33	29	1126,34
19	1083,20	30	1131,52
20	1087,12		

Obj. číslo	Rozsah [kg.hl <sup>-1</sup> ]	Dělení [kg.hl <sup>-1</sup> ]	Délka [mm]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
170 023 500 501	10 - 30	0,5	300	Bez teploměru	Skladem, do 1 týdne	215 Kč
170 023 510 502	10 - 30	0,5	300	S teploměrem	2-3 týdny	451 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*