

Mraznička laboratorní ArgoLab FZ 300, pultová

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Pultová laboratorní mraznička FZ 300 je ideální pro skladování vzorků v rozmezí teplot -25 až -10 °C. Je vybavena výkonným chladicím systémem, vizuálními i zvukovými alarmy a z vnější strany dobře čitelným digitálním displejem.



Základní charakteristika mrazničky ArgoLab FZ 300:

- ovládací panel s LED displejem ve spodní části přístroje
- teplotní rozsah -25 až -10 °C
- ekologické chladivo – přístroj splňuje Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
- statický chladicí systém, manuální odmrazování
- alarmová hlášení – upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty, alarm otevřených dveří
- plastová vnitřní komora, průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla, vypouštěcí ventil, otočná kolečka se zámekem
- integrovaný mechanický zámek dveří
- bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou dva drátěné koše s plastovým potahem

Technické údaje		
Typ		FZ 300
Užitný objem		285 l
Teplotní rozsah		-25 až -10 °C, krok 0,1 °C
Teplotní stabilita (při -20 °C)		±2 °C
Chladivo		R290 (GWP 3)
Chladicí systém		statický
Systém odmrazování		manuální (odtokový kanálek)
Vnitřní komora		plastová
Zámek dveří		ano
Koše	Počet:	2
	Max. zatížení:	15 kg
Bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení		ano
Průchodka pro externí teplotní čidlo		ano, Ø 10 mm

Provozní podmínky		teplota okolí: 5 - 35 °C, max. 85% RV bez kondenzace
Rozměry	Vnitřní:	1080 x 480 x 590 mm
	Vnější:	1280 x 770 x 890 mm
Hmotnost		69 kg
Průměrná spotřeba za 24 hodin		2,2 kWh
Napájení		220 - 240 V, 50 Hz

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
406 860 415 302	FZ 300	285	-25 až -10	3-4 týdny	44 100 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-ArgoLab-Chest-Freezer-FZ-300-EN.pdf](#)