

Mraznička laboratorní Liebherr SFCse 801 Performance, stolní provedení

Novinka

Výrobci a značky: Liebherr

Kompaktní mraznička SFCse 801 s elektronikou Performance nabízí spolehlivé chlazení a flexibilní úsporu místa. Lze ji umístit buď na pracovní stůl, nebo pod něj, a představuje tak ideální řešení pro malé prostory. Teplotní stabilita, funkce alarmu, ochrana přístupu a možnost propojení s monitorovacími systémy poskytují maximální bezpečnost pro každou laboratoř.



Základní charakteristika mrazničky Liebherr SFCse 801:

- teplotní rozsah: -28 až -12 °C
- dotykový monochromatický displej, přehledné menu, nastavení chráněné heslem
- statický chladicí systém, technologie SmartFrost (výrazně omezuje tvorbu námrazy), manuální odmrazování
- akustický i optický alarm (upozornění při poruše), alarm při výpadku napájení
- plastová vnitřní komora, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou, skleněné police, plastové zásuvky, kvalitní pěnová izolace výparníku (snižuje spotřebu energie)
- zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), horizontálně zapuštěné ergonomické madlo, integrovaný mechanický zámek dveří
- certifikace IEC 60335-1 / IEC 60335-2-89
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek (v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat): náhradní těsnění dveří, spojovací rám pro spojení více spotřebičů v řadě, rozhraní WLAN/LAN, SmartModule, licence SmartMonitoring pro vzdálenou kontrolu a dokumentaci (HACCP)



Technické údaje		
Objem	Brutto:	77 l
	Užitný:	59 l
Teplotní rozsah		-28 až -12 °C
Teplotní stabilita		±5 °C
Chladivo		R600a (GWP 3)
Chladicí systém		statický, technologie SmartFrost
Systém odmrazování		manuální
Vnitřní komora		plastová
Vnitřní osvětlení		čelní LED
Provedení dveří		plné

Zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo)	ano	
Zámek dveří	mechanický, 2 klíče	
Police	Materiál:	sklo
	Počet:	2
	Rozměry (š x h):	380 x 266 mm
	Max. zatížení:	40 kg
Zásuvky	Počet:	3
Povolené celkové zatížení	120 kg	
Rozhraní	LAN/WiFi (za příplatek)	
SmartMonitoring	volitelně (za příplatek)	
Bezpotenciálový kontakt	ne	
Průchodka pro externí teplotní čidlo	ano, Ø 10 mm	
Rozměry (v x š x h)	Vnitřní:	490 x 380 x 410 mm
	Vnější:	680 x 550 x 610 mm
Hmotnost	cca 33 kg	
Průměrná spotřeba energie	Za 24 hodin:	0,431 kWh
	Za rok:	158 kWh/a
Hlučnost	37 dB(A)	
Provozní podmínky	teplota okolí: 10 – 35 °C	
Napájení	220 – 240 V, 50 Hz	
Délka kabelu	2,8 m	

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
406 216 315 801	SFCse 801	59	-28 až -12	Se zásuvkami	3-4 týdny	19 100 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Katalogový-list-Liebherr-Laboratorní-mraznička-Performance-SFCse-801.pdf
-  Katalogový-list-Liebherr-Laboratorní-chladnička-a-mraznička-na-pracovní-plochu.pdf