

Mraznička laboratorní Liebherr SFCse 801 Performance, stolní provedení

Novinka

Výrobci a značky: Liebherr

Kompaktní mraznička SFCse 801 s elektronikou Performance nabízí spolehlivé chlazení a flexibilní úsporu místa. Lze ji umístit buď na pracovní stůl, nebo pod něj, a představuje tak ideální řešení pro malé prostory. Teplotní stabilita, funkce alarmu, ochrana přístupu a možnost propojení s monitorovacími systémy poskytují maximální bezpečnost pro každou laboratoř.



Základní charakteristika mrazničky Liebherr SFCse 801:

- teplotní rozsah: -28 až -12 °C
- dotykový monochromatický displej, přehledné menu, nastavení chráněné heslem
- statický chladicí systém, technologie SmartFrost (výrazně omezuje tvorbu námrazy), manuální odmrazování
- akustický i optický alarm (upozornění při poruše), alarm při výpadku napájení
- plastová vnitřní komora, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou, skleněné police, plastové zásuvky, kvalitní pěnová izolace výparníku (snižuje spotřebu energie)
- zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), horizontálně zapuštěné ergonomické madlo, integrovaný mechanický zámek dveří
- certifikace IEC 60335-1 / IEC 60335-2-89
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek (v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat): náhradní těsnění dveří, spojovací rám pro spojení více spotřebičů v řadě, rozhraní WLAN/LAN, SmartModule, licence SmartMonitoring pro vzdálenou kontrolu a dokumentaci (HACCP)



| Technické údaje | | |
|--|---------|----------------------------------|
| Objem | Brutto: | 77 l |
| | Užitný: | 59 l |
| Teplotní rozsah | | -28 až -12 °C |
| Teplotní stabilita | | ±5 °C |
| Chladivo | | R600a (GWP 3) |
| Chladicí systém | | statický, technologie SmartFrost |
| Systém odmrazování | | manuální |
| Vnitřní komora | | plastová |
| Vnitřní osvětlení | | čelní LED |
| Provedení dveří | | plné |
| Zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo) | | ano |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Zámek dveří | | mechanický, 2 klíče |
| Police | Materiál: | sklo |
| | Počet: | 2 |
| | Rozměry (š x h): | 380 x 266 mm |
| | Max. zatížení: | 40 kg |
| Zásuvky | Počet: | 3 |
| Povolené celkové zatížení | | 120 kg |
| Rozhraní | | LAN/WiFi (za příplatek) |
| SmartMonitoring | | volitelně (za příplatek) |
| Bezpotenciálový kontakt | | ne |
| Průchodka pro externí teplotní čidlo | | ano, Ø 10 mm |
| Rozměry (v x š x h) | Vnitřní: | 490 x 380 x 410 mm |
| | Vnější: | 680 x 550 x 610 mm |
| Hmotnost | | cca 33 kg |
| Průměrná spotřeba energie | Za 24 hodin: | 0,431 kWh |
| | Za rok: | 158 kWh/a |
| Hlučnost | | 37 dB(A) |
| Provozní podmínky | | teplota okolí: 10 - 35 °C |
| Napájení | | 220 - 240 V, 50 Hz |
| Délka kabelu | | 2,8 m |

| Obj. číslo | Typ | Objem [l] | Teplotní rozsah [°C] | Provedení | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|------------|-----------|
| 406 216 315 801 | SFCse 801 | 59 | -28 až -12 | Se zásuvkami | 3-4 týdny | 19 100 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Katalogový-list-Liebherr-Laboratorní-mraznička-Performance-SFCse-801.pdf
-  Katalogový-list-Liebherr-Laboratorní-chladnička-a-mraznička-na-pracovní-plochu.pdf