

Mraznička pro farmacie Kirsch FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE

Výrobci a značky: Kirsch


Mraznička Kirsch FROSTER MED 95 vyniká kvalitním zpracováním a výbornou teplotní stabilitou. Ovládání PRO-ACTIVE nabízí kontinuální sledování údajů o výkonu a upozornění v případě teplotních odchylek.



Základní charakteristika mrazničky FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE:

- vnitřní objem: 95 l
- teplotní rozsah: -25 až -5 °C
- ovládání pomocí membránových tlačítek, LED displej (zobrazení teploty), paměť min/max teploty, klíčový spínač (chrání nastavení proti neoprávněným změnám), rozhraní USB⁽¹⁾
- přesná regulace teploty (2 teplotní čidla PT 1000), chlazení pomocí kompresoru, ekologické chladivo R600a (GWP 3)
- funkce rychlého zmrazení
- ruční odmrazování, vyjímatelná nádobka na kondenzát
- vizuální a akustický alarm (upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty)
- vnitřní komora z odolného bílého plastu, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou (odolnost proti poškrábání), kvalitní silná izolace (snižuje spotřebu energie a zabraňuje rychlé změně teploty při výpadku energie), vyhřívaný magnetický rám dveří, uzamykatelné vnější dveře, výškově nastavitelné nožičky
- police potažené plastem, plastová výsuvná zásuvka se zarážkou (zásuvku lze rozdělit dle potřeby pomocí 1 podlouhlé a 6 příčných přepážek)
- bezpotenciálový kontakt (pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém)
- možnost umístění pod pracovní plochu (kompresor je odvětráván přes ventilační mřížku umístěnou vpředu)
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek: police, zásuvky, dodatečné podélné i příčné přepážky do zásuvek, pracovní deska a dekorativní zárubně, kolečka, alarm při výpadku napájení (v případě výpadku napájení zůstane monitorovací jednotka díky bateriím v provozu ještě cca 30 hodin), 4pinové teplotní čidlo PT100 nebo PT1000, GSM modul, PC-KIT-NET, mechanický zapisovač teploty
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogovém listu ke stažení

| Technické údaje: | |
|------------------|---------------|
| Objem | 95 l |
| Teplotní rozsah | -25 ... -5 °C |
| Chladivo | R600a (GWP 3) |
| Vnitřní komora | plastová |

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Police | Počet: | 2 |
| | Rozměry (š x h): | 430 x 360 mm |
| | Max. zatížení: | 25 kg |
| Zásuvka | Počet: | 1 |
| | Rozměry (š x h x v): | 408 x 320 x 56 mm |
| | Max. zatížení: | 13 kg |
| Vnitřní rozměry | Celkové (š x h x v): | 440 x 420 x 470 mm |
| | Využitelné (š x h x v): | 420 x 370 x 470 mm |
| Vnější rozměry ⁽¹⁾ (š x h x v) | | 540 x 540 x 820 mm |
| Výškově nastavitelné nožičky | | ano, přední |
| Hmotnost | | 50 kg |
| Příkon | | 123 W |
| Průměrná spotřeba za 24 hodin | | 1,33 kWh |
| Napájení | | 220 V/50 Hz |
| Délka kabelu | | 2,8 m |
| <p> Tento model lze instalovat pod pracovní plochu nebo použít samostatně. Pro samostatně stojící je možné za příplatek objednat horní desku. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.</p> | | |

| Obj. číslo | Objem [l] | Teplotní rozsah [°C] | Vnitřní komora | Počet polic/zásuvek | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|---------------------|------------|-----------|
| 406 710 063 095 | 95 | -25 ... -5 | Plastová | 2/1 | 4-6 týdnů | 94 725 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Kirsch-Freezer-for-pharmacy-FROSTER-PRO-ACTIVE-MED-95-EN.pdf](#)