

## MRAZNIČKY PRO FARMACII

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Mrazničky a hlubokomrazicí boxy > Mrazničky pro farmacii

### Mraznička pro farmacii Kirsch FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE

Výrobci a značky: Kirsch


Mraznička Kirsch FROSTER MED 95 vyniká kvalitním zpracováním a výbornou teplotní stabilitou. Ovládání PRO-ACTIVE nabízí kontinuální sledování údajů o výkonu a upozornění v případě teplotních odchylek.



#### Základní charakteristika mrazničky FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE:

- vnitřní objem: 95 l
- teplotní rozsah: -25 až -5 °C
- ovládání pomocí membránových tlačítek, LED displej (zobrazení teploty), paměť min/max teploty, klíčový spínač (chrání nastavení proti neoprávněným změnám), rozhraní USB<sup>(1)</sup>
- přesná regulace teploty (2 teplotní čidla PT 1000), chlazení pomocí kompresoru, ekologické chladivo R600a (GWP 3)
- funkce rychlého zmrazení
- ruční odmrazování, vyjímatelná nádobka na kondenzát
- vizuální a akustický alarm (upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty)
- vnitřní komora z odolného bílého plastu, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou (odolnost proti poškrábání), kvalitní silná izolace (snižuje spotřebu energie a zabraňuje rychlé změně teploty při výpadku energie), vyhřívaný magnetický rám dveří, uzamykatelné vnější dveře, výškově nastavitelné nožičky
- police potažené plastem, plastová výsuvná zásuvka se zarážkou (zásuvku lze rozdělit dle potřeby pomocí 1 podlouhlé a 6 příčných přepážek)
- bezpotenciálový kontakt (pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém)
- možnost umístění pod pracovní plochu (kompresor je odvětráván přes ventilační mřížku umístěnou vpředu)
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek: police, zásuvky, dodatečné podélné i příčné přepážky do zásuvek, pracovní deska a dekorativní zárubně, kolečka, alarm při výpadku napájení (v případě výpadku napájení zůstane monitorovací jednotka díky bateriím v provozu ještě cca 30 hodin), 4pinové teplotní čidlo PT100 nebo PT1000, GSM modul, PC-KIT-NET, mechanický zapisovač teploty
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogovém listu ke stažení

| Technické údaje: |               |
|------------------|---------------|
| Objem            | 95 l          |
| Teplotní rozsah  | -25 ... -5 °C |
| Chladivo         | R600a (GWP 3) |
| Vnitřní komora   | plastová      |

|   |                         |                    |
|---|-------------------------|--------------------|
| Police  | Počet:                  | 2                  |
|   | Rozměry (š x h):        | 430 x 360 mm       |
|   | Max. zatížení:          | 25 kg              |
| Zásuvka   | Počet:                  | 1                  |
|   | Rozměry (š x h x v):    | 408 x 320 x 56 mm  |
|   | Max. zatížení:          | 13 kg              |
| Vnitřní rozměry   | Celkové (š x h x v):    | 440 x 420 x 470 mm |
|   | Využitelné (š x h x v): | 420 x 370 x 470 mm |
| Vnější rozměry <sup>(1)</sup> (š x h x v)   |                         | 540 x 540 x 820 mm |
| Výškově nastavitelné nožičky  |                         | ano, přední        |
| Hmotnost  |                         | 50 kg              |
| Příkon  |                         | 123 W              |
| Průměrná spotřeba za 24 hodin   |                         | 1,33 kWh           |
| Napájení  |                         | 220 V/50 Hz        |
| Délka kabelu  |                         | 2,8 m              |
| <p> Tento model lze instalovat pod pracovní plochu nebo použít samostatně. Pro samostatně stojící je možné za příplatek objednat horní desku. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.</p> |                         |                    |

| Obj. číslo      | Objem [l] | Teplotní rozsah [°C] | Vnitřní komora | Počet polic/zásuvek | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|---------------------|------------|-----------|
| 406 710 063 095 | 95        | -25 ... -5           | Plastová       | 2/1                 | 4-6 týdnů  | 94 725 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Kirsch-Freezer-for-pharmacy-FROSTER-PRO-ACTIVE-MED-95-EN.pdf](#)