

## MRAZNIČKY LABORATORNÍ ARGOLAB

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Mrazničky a hlubokomrazicí boxy > Mrazničky laboratorní ArgoLab

### Mraznička laboratorní ArgoLab, série FZ

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Série FZ nabízí 2 modely mrazniček se statickým chlazením a manuálním odmrazováním. Přístroje jsou vybaveny řadou funkcí, které zajišťují přesné a spolehlivé chlazení.

#### Základní charakteristika mrazniček ArgoLab série FZ:

- 2 modely, které se liší objemem
- ovládací panel s LED displejem
- teplotní rozsah -25 až -10 °C
- ekologické chladivo – přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
- statický chladicí systém, manuální odmrazování
- alarmová hlášení – upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty, alarm otevřených dveří
- plastová vnitřní komora, výškově nastavitelné drátěné police/rošty potažené plastem, průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla
- zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), integrovaný mechanický zámek dveří
- výškově nastavitelné nožičky (model FZ 110) nebo kolečka (model FZ 260)
- bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou drátěné police potažené plastem – dvě pro model FZ 110, pět pro model FZ 260; další police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)




Technické údaje		
Typ	FZ 110	FZ 260
Užitný objem	110 l	260 l
Teplotní rozsah	-25 až -10 °C, krok 0,1 °C	
Teplotní stabilita (při -20 °C)	±2,5 °C	±2,1 °C
Chladivo	R290 (GWP 3)	
Chladicí systém	statický	
Systém odmrazování	manuální	
Vnitřní komora	plastová	
Provedení dveří	plné	
Zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo)	ano	
Zámek dveří	ano	

Police	Počet (standard/max):	2/3	5/7
	Max. zatížení:	15 kg	
Bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení		ano	
Průchodka pro externí teplotní čidlo		ano, Ø 10 mm	
Provozní podmínky		teplota okolí: 5 – 35 °C, max. 85% RV bez kondenzace	
Rozměry (š x v x h)	Vnitřní:	500 x 570 x 420 mm	500 x 1290 x 450 mm
	Vnější:	600 x 805 x 560 mm	600 x 1525 x 560 mm
Hmotnost		50 kg	75 kg
Průměrná spotřeba za 24 hodin		2,3 kWh	2,8 kWh
Napájení		220 – 240 V, 50 Hz	

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
406 860 415 212	FZ 110	110	-25 až -10	3-4 týdny	34 300 Kč
406 860 415 232	FZ 260	260	-25 až -10	3-4 týdny	50 225 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-ArgoLab-Freezer-FZ-110-EN.pdf

 Data-Sheet-ArgoLab-Freezer-FZ-260-EN.pdf

## Mraznička laboratorní ArgoLab FZ 300, pultová

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Pultová laboratorní mraznička FZ 300 je ideální pro skladování vzorků v rozmezí teplot -25 až -10 °C. Je vybavena výkonným chladicím systémem, vizuálními i zvukovými alarmy a z vnější strany dobře čitelným digitálním displejem.



### Základní charakteristika mrazničky ArgoLab FZ 300:

- ovládací panel s LED displejem ve spodní části přístroje
- teplotní rozsah -25 až -10 °C
- ekologické chladivo – přístroj splňuje Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
- statický chladicí systém, manuální odmrazování
- alarmová hlášení – upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty, alarm otevřených dveří
- plastová vnitřní komora, průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla, vypouštěcí ventil, otočná kolečka se zámkem
- integrovaný mechanický zámek dveří
- bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou dva drátěné koše s plastovým

■ potahem

Technické údaje		
Typ	<b>FZ 300</b>	
Užitný objem	285 l	
Teplotní rozsah	-25 až -10 °C, krok 0,1 °C	
Teplotní stabilita (při -20 °C)	±2 °C	
Chladivo	R290 (GWP 3)	
Chladicí systém	statický	
Systém odmrazování	manuální (odtokový kanálek)	
Vnitřní komora	plastová	
Zámek dveří	ano	
Koše	Počet:	2
	Max. zatížení:	15 kg
Bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení	ano	
Průchodka pro externí teplotní čidlo	ano, Ø 10 mm	
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 35 °C, max. 85% RV bez kondenzace	
Rozměry	Vnitřní:	1080 x 480 x 590 mm
	Vnější:	1280 x 770 x 890 mm
Hmotnost	69 kg	
Průměrná spotřeba za 24 hodin	2,2 kWh	
Napájení	220 – 240 V, 50 Hz	

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
406 860 415 302	FZ 300	285	-25 až -10	3-4 týdny	44 100 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-ArgoLab-Chest-Freezer-FZ-300-EN.pdf