

MYŠI HYGIENICKÉ

VERKON > Hygiena, ochrana a bezpečnost > Omyvatelné klávesnice a myši > Myši hygienické

Myš hygienická INDUMOUSE, voděodolná, silikonová

Myši InduMouse mají ergonomický tvar, jsou vodotěsné, odolné proti prachu a svým konstrukčním provedením jsou předurčeny k použití v laboratořích a všech provozech se zvýšenými nároky na hygienu.

- typ: drátová (rozhraní USB, délka kabelu 2 m)
- materiál: silikon (svrchní část), plast (spodní část)
- barva: bílá nebo černá
- laserový snímač, 1000 DPI
- tlačítka pro "rolování"
- rozměry: 116 x 62 x 38,6 mm
- hmotnost: cca 160 g
- krytí: IP68



Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
477 790 020 225	Silikonová PC myš INDUMOUSE	Bílá	2-3 týdny	2 880 Kč
477 790 019 216	Silikonová PC myš INDUMOUSE	Černá	2-3 týdny	2 880 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.