

VERKON > Přístroje a pomůcky pro mlékárenství > Vzorkovače pro mlékárenství > Vzorkovače na mléko > Naběračka mléka, hliníková s výlevkou

Naběračka mléka, hliníková s výlevkou

Výrobci a značky: Funke Gerber

- objem: 120 a 250 ml
- materiál: hliník
- výlevka



Technické údaje

Typ	Objem	l ₁	l ₂	l ₃	d	b
3030	125 ml	85 mm	540 mm	625 mm	43 mm	53 mm
3031	250 ml	80 mm	540 mm	620 mm	65 mm	53 mm

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 030	3030	125	625	4-6 týdnů	1 190 Kč
399 885 003 031	3031	250	620	4-6 týdnů	1 441 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.