

VERKON > Přístroje a pomůcky pro mlékárenství > Vzorkovače pro mlékárenství > Vzorkovače na mléko > Naběračka mléka, nerezová

Naběračka mléka, nerezová

Výrobci a značky: Funke Gerber

- objem: 130, 250 a 450 ml
- materiál: nerezová ocel



Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Vnitřní průměr [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 033	3033	130	79	350	4-6 týdnů	1 025 Kč
399 885 003 034	3034	250	97	465	4-6 týdnů	1 356 Kč
399 885 003 035	3035	450	118	480	4-6 týdnů	1 726 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.