

Nádoba Dewarova miskovitá

Výrobci a značky: KGW ISOTHERM

Nádoba je vhodná pro temperování baněk s kulatým dnem. Vnitřní miskovitá nádoba je vyrobena z postříbřeného borosilikátového skla 3.3 (ISO 3585). Plášť z hliníku je nemagnetický, proto lze toto provedení používat na magnetické míchače. V laboratoři nalezne uplatnění jako studená či horká lázeň.



- objem: 80 ml až 5,3 litrů
- vnitřní miskovitá nádoba z postříbřeného borosilikátového skla 3.3 (ISO 3585)
- plášť z hliníku
- lze použít na magnetické míchače
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení


Technické údaje							
Teplotní rozsah	Vnitřní nádoba:	-200 °C ... +150 °C (krátkodobě až +200 °C)					
	Vnější plášť:	max. 60 °C					
TYP	Objem [ml]	Vnitřní Ø [mm]	Hloubka [mm]	Vnější Ø [mm]	Výška [mm]	Hmotnost [kg]	Max. objem baňky [ml]
SCH 6 CAL	80	67	40	90	75	0,2	50 ⁽ⁱ⁾
SCH 9 CAL	120	77	50	110	90	0,2	100 ⁽ⁱ⁾
SCH 15 CAL	260	100	65	130	110	0,4	250 ⁽ⁱ⁾
SCH 18 CAL	400	110	70	138	115	0,5	250 ⁽ⁱ⁾
SCH 20 CAL	800	138	80	170	125	0,6	500 ⁽ⁱ⁾
SCH 30 CAL	1600	170	110	215	145	1,5	1000 ⁽ⁱ⁾
SCH 31 CAL	2700	200	125	238	160	2,1	3000 ⁽ⁱ⁾
SCH 33 CAL	5300	250	150	292	195	3,2	6000 ⁽ⁱ⁾

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
536 888 001 191	SCH 6 CAL	80	3-4 týdny	3 754 Kč
536 888 001 192	SCH 9 CAL	120	3-4 týdny	3 996 Kč
536 888 001 193	SCH 15 CAL	260	3-4 týdny	5 639 Kč
536 888 001 194	SCH 18 CAL	400	3-4 týdny	6 733 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
536 888 001 195	SCH 20 CAL	800	3-4 týdny	7 907 Kč
536 888 001 196	SCH 30 CAL	1600	3-4 týdny	11 209 Kč
536 888 001 197	SCH 31 CAL	2700	3-4 týdny	16 887 Kč
536 888 001 198	SCH 33 CAL	5300	3-4 týdny	29 039 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-KGW-Dish-shaped-Dewar-flasks-EN.pdf](#)