

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro kryogeniku > Dewarovy nádoby > Nádoba Dewarova na krátkodobé uchování kapalného dusíku LN2

Nádoba Dewarova na krátkodobé uchování kapalného dusíku LN2

Materiál: PS

- 3 různé typy nádob pro manipulaci a krátkodobé uchování kapalného dusíku
- polystyrenové nádoby o objemu 1 nebo 4 litry jsou dodávány bez víka (víko se objednává samostatně)
- nádoba s ochranným Al pláštěm je dodávána s víkem



Obj. číslo	Popis	Objem nádoby [l]	Dostupnost	Cena / ks
536 694 233 007	Polystyrenová, bez víka	1	Skladem, do 1 týdne	1 381 Kč
536 694 233 009	Polystyrenová, bez víka	4	2-3 týdny	2 919 Kč
536 694 233 010	Polystyrenová v Al plášti, s víkem	4	Delší termín	6 949 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víka k polystyrenovým nádobám

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
536 694 236 002	Víko k nádobě o objemu 1 l	Skladem, do 1 týdne	316 Kč
536 694 236 004	Víko k nádobě o objemu 4 l	2-3 týdny	643 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.