

Nádoba Dewarova s dvojitým pláštěm, HDPE

Dewarovy nádoby Nalgene jsou vhodné pro krátkodobé skladování vzorků v kapalném dusíku, směsích suchého ledu a rozpouštědel nebo v ledové vodě. Dvojitý plášť a kvalitní izolace minimalizují tepelné ztráty.



- objem: 1, 2, 4 nebo 10 litrů
- materiál: HDPE (polyethylen s vysokou hustotou)
- dvojitý plášť, izolace z polyuretanu (bez freonů), držadlo potažené vrstvou polyethylenu (kromě objemu 10 l)
- izolované víko s odvětráváním (umožňuje únik par)
- vnější plášť se žebrováním, spodní úchop a tvarovaná výlevka (zobáček) pro snadné vylití použitých kapalin
- vysoká odolnost proti rozbití

Technické údaje					
TYP		4150/1	4150/2	4150/4	4150/10
Objem vnitřní nádoby:		1 l	2 l	4 l	10 l
Vnitřní rozměry	Průměr:	96 mm	122 mm	158 mm	198 mm
	Hloubka:	195 mm	231 mm	295 mm	396 mm
Vnější rozměry	Výška:	251 mm	282 mm	353 mm	470 mm
Hmotnost:		1,1 kg	1,75 kg	2,2 kg	4,3 kg
Držadlo:		ano	ano	ano	ne
Teplotní rozsah:		-196 ... 100 °C			

Obj. číslo	Popis	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
536 649 031 961	Dewarova nádoba s dvojitým pláštěm	4150/1	1	3-4 týdny	6 484 Kč
536 649 031 962	Dewarova nádoba s dvojitým pláštěm	4150/2	2	3-4 týdny	6 902 Kč
536 649 031 964	Dewarova nádoba s dvojitým pláštěm	4150/4	4	3-4 týdny	7 556 Kč
536 649 031 970	Dewarova nádoba s dvojitým pláštěm	4150/10	10	4-6 týdnů	13 877 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.