

## Nádoba Dewarova transportní

Sleva 10 %

Akce

Výrobci a značky: KGW ISOTHERM

### Nádoby vhodné pro skladování a přepravu vzorků citlivých na teplo v několika typech a objemech

Platí do 19. 12. 2025

Nádoba je určena pro přepravu a skladování vzorků citlivých na teplo. Je vhodná pro uchovávání kapalných nebo pevných látek (např. suchého ledu) a lze ji využít i jako izolační zásobník na chlazení malých vzorků. Praktické využití nalezne při přepravě na kratší vzdálenosti mezi laboratořemi.



- objem: 1, 2, 3 nebo 4 litry
- vnitřní nádoba z postříbřeného borosilikátového skla 3.3 (ISO 3585)
- 2 varianty pláště: modrý kovový (typ B) nebo nerezový (typ BE)
- izolační víko z PE se dvěma klipy pro upevnění
- hliníková rukojeť
- odolná konstrukce
- beztlaké chlazení
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení

**i** Při skladování tekutého dusíku je nutné do středu víka vyvrtat malý otvor o průměru cca 2 mm.

Technické údaje					
TYP		26 B/BE	27 B/BE	28 B/BE	29 B/BE
Objem vnitřní nádoby:		1 l	2 l	3 l	4 l
Vnitřní rozměry	Průměr:	100 mm	138 mm		
	Hloubka:	150 mm	170 mm	230 mm	310 mm
Vnější rozměry	Průměr (bez víka):	132 mm	170 mm		
	Výška (bez víka):	215 mm	245 mm	305 mm	385 mm
Hmotnost:		1,5 kg	2,3 kg	2,8 kg	3,3 kg
Odpar LN <sub>2</sub> za 24 hodin <sup>(1)</sup> :		1,2 l	1,9 l	1,6 l	1,4 l
Výdrž LN <sub>2</sub> <sup>(1)</sup> :		17 h	23 h	40 h	71 h
Teplotní rozsah	Vnitřní nádoba:	-200 °C ... +150 °C (krátkodobě až +200 °C)			
	Vnější plášť:	max. 60 °C			
	Víko:	max. 80 °C			

**Nádoba Dewarova transportní typ B, plášť z modrého kovu**

Obj. číslo	Typ	Objem vnitřní nádoby [l]	Provedení pláště	Dostupnost	Cena / ks
536 888 001 211	26 B	1	Modrý kov	3-4 týdny	<del>5 831 Kč</del> <b>5 248 Kč</b>
536 888 001 212	27 B	2	Modrý kov	2-3 týdny	<del>6 619 Kč</del> <b>5 957 Kč</b>
536 888 001 213	28 B	3	Modrý kov	3-4 týdny	<del>8 127 Kč</del> <b>7 314 Kč</b>
536 888 001 214	29 B	4	Modrý kov	3-4 týdny	<del>10 020 Kč</del> <b>9 018 Kč</b>


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Nádoba Dewarova transportní typ BE, plášť z nerezů**

Obj. číslo	Typ	Objem vnitřní nádoby [l]	Provedení pláště	Dostupnost	Cena / ks
536 888 001 221	26 BE	1	Nerezový	3-4 týdny	<del>5 986 Kč</del> <b>5 387 Kč</b>
536 888 001 222	27 BE	2	Nerezový	3-4 týdny	<del>7 501 Kč</del> <b>6 751 Kč</b>
536 888 001 223	28 BE	3	Nerezový	3-4 týdny	<del>9 633 Kč</del> <b>8 670 Kč</b>
536 888 001 224	29 BE	4	Nerezový	3-4 týdny	<del>11 250 Kč</del> <b>10 125 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

 [Data-Sheet-KGW-Dewar-carrying-flasks-EN.pdf](#)