

Nádoba Dewarova válcová pro větší objemy

Výrobci a značky: KGW ISOTHERM

Nádoba je vhodná pro skladování a přepravu suchého ledu (CO₂) nebo k chlazení vzorků. Vnitřní nádoba je vyrobena z postříbřeného borosilikátového skla. Plášť je vybaven buď praktickou rukojetí, nebo postranními úchytkami. Uzavírá se víkem s úchytkou a v laboratoři nalezne uplatnění jako objemný izolační zásobník.



- objem od 4 litrů do 28 litrů
- 2 varianty pláště: modrý kovový (typ C) nebo hliníkový (typ CAL)
- vnitřní nádoba z postříbřeného borosilikátového skla 3.3 (ISO 3585)
- plášť je opatřen hliníkovou rukojetí (typ 30/4 až 32) nebo postranními úchytkami (typ 33 až 34)
- izolační víko s úchytkou
- odolná konstrukce
- beztlaké chlazení
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení

Technické údaje							
Teplotní rozsah	Vnitřní nádoba:		-200 °C ... +150 °C				
	Vnější plášť:		max. 60 °C				
	Víko:		max. 80 °C				
TYP	Objem [l]	Vnitřní Ø [mm]	Hloubka [mm]	Vnější Ø [mm] (bez víka)	Výška [mm] (s víkem)	Hmotnost [kg]	Odpar CO ₂ ⁽¹⁾
30/4 C/CAL	4	158	250	210	340	5	0,45 kg
30/7 C/CAL	7	158	400	210	490	6	0,4 kg
30 C/CAL	7	200	275	250	385	6	0,45 kg
31 C/CAL	10	200	350	250	475	8	0,4 kg
32 C/CAL	14	200	500	250	610	9	0,4 kg
33 C/CAL	21	250	480	300	615	14	0,6 kg
34 C/CAL	28	250	620	300	750	16	0,6 kg

Nádoba Dewarova válcová pro větší objemy, plášť z modrého kovu

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení pláště	Typ držadla	Dostupnost	Cena / ks
536 888 001 248	30/4 C	4	Modrý kov	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	12 039 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení pláště	Typ držadla	Dostupnost	Cena / ks
536 888 001 249	30/7 C	7	Modrý kov	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	13 050 Kč
536 888 001 241	30 C	7	Modrý kov	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	13 419 Kč
536 888 001 242	31 C	10	Modrý kov	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	17 046 Kč
536 888 001 243	32 C	14	Modrý kov	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	17 538 Kč
536 888 001 244	33 C	21	Modrý kov	Postranní úchytky	3-4 týdny	28 408 Kč
536 888 001 245	34 C	28	Modrý kov	Postranní úchytky	3-4 týdny	31 336 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nádoba Dewarova válcová pro větší objemy, plášť z hliníku

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení pláště	Typ držadla	Dostupnost	Cena / ks
536 888 001 258	30/4 CAL	4	Hliníkový	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	12 039 Kč
536 888 001 259	30/7 CAL	7	Hliníkový	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	13 050 Kč
536 888 001 251	30 CAL	7	Hliníkový	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	13 419 Kč
536 888 001 252	31 CAL	10	Hliníkový	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	17 046 Kč
536 888 001 253	32 CAL	14	Hliníkový	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	17 538 Kč
536 888 001 254	33 CAL	21	Hliníkový	Postranní úchytky	3-4 týdny	28 408 Kč
536 888 001 255	34 CAL	28	Hliníkový	Postranní úchytky	3-4 týdny	31 336 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-KGW-Large-Insulating-Dewar-Flasks-EN.pdf](#)