

## Nádoba Dewarova válcová pro větší objemy

Výrobci a značky: KGW ISOTHERM

Nádoba je vhodná pro skladování a přepravu suchého ledu (CO<sub>2</sub>) nebo k chlazení vzorků. Vnitřní nádoba je vyrobena z postříbřeného borosilikátového skla. Plášť je vybaven buď praktickou rukojetí, nebo postranními úchytkami. Uzavírá se víkem s úchytkou a v laboratoři nalezne uplatnění jako objemný izolační zásobník.



- objem od 4 litrů do 28 litrů
- 2 varianty pláště: modrý kovový (typ C) nebo hliníkový (typ CAL)
- vnitřní nádoba z postříbřeného borosilikátového skla 3.3 (ISO 3585)
- plášť je opatřen hliníkovou rukojetí (typ 30/4 až 32) nebo postranními úchytkami (typ 33 až 34)
- izolační víko s úchytkou
- odolná konstrukce
- beztlaké chlazení
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení

Technické údaje							
<b>Teplotní rozsah</b>	Vnitřní nádoba:		-200 °C ... +150 °C				
	Vnější plášť:		max. 60 °C				
	Víko:		max. 80 °C				
<b>TYP</b>	<b>Objem [l]</b>	<b>Vnitřní Ø [mm]</b>	<b>Hloubka [mm]</b>	<b>Vnější Ø [mm] (bez víka)</b>	<b>Výška [mm] (s víkem)</b>	<b>Hmotnost [kg]</b>	<b>Odpar CO<sub>2</sub> <sup>(1)</sup></b>
<b>30/4 C/CAL</b>	4	158	250	210	340	5	0,45 kg
<b>30/7 C/CAL</b>	7	158	400	210	490	6	0,4 kg
<b>30 C/CAL</b>	7	200	275	250	385	6	0,45 kg
<b>31 C/CAL</b>	10	200	350	250	475	8	0,4 kg
<b>32 C/CAL</b>	14	200	500	250	610	9	0,4 kg
<b>33 C/CAL</b>	21	250	480	300	615	14	0,6 kg
<b>34 C/CAL</b>	28	250	620	300	750	16	0,6 kg

### Nádoba Dewarova válcová pro větší objemy, plášť z modrého kovu

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>Objem [l]</b>	<b>Provedení pláště</b>	<b>Typ držadla</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
536 888 001 248	30/4 C	4	Modrý kov	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	12 039 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení pláště	Typ držadla	Dostupnost	Cena / ks
536 888 001 249	30/7 C	7	Modrý kov	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	13 050 Kč
536 888 001 241	30 C	7	Modrý kov	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	13 419 Kč
536 888 001 242	31 C	10	Modrý kov	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	17 046 Kč
536 888 001 243	32 C	14	Modrý kov	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	17 538 Kč
536 888 001 244	33 C	21	Modrý kov	Postranní úchytky	3-4 týdny	28 408 Kč
536 888 001 245	34 C	28	Modrý kov	Postranní úchytky	3-4 týdny	31 336 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Nádoba Dewarova válcová pro větší objemy, plášť z hliníku

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Provedení pláště	Typ držadla	Dostupnost	Cena / ks
536 888 001 258	30/4 CAL	4	Hliníkový	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	12 039 Kč
536 888 001 259	30/7 CAL	7	Hliníkový	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	13 050 Kč
536 888 001 251	30 CAL	7	Hliníkový	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	13 419 Kč
536 888 001 252	31 CAL	10	Hliníkový	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	17 046 Kč
536 888 001 253	32 CAL	14	Hliníkový	Hliníková rukojeť	3-4 týdny	17 538 Kč
536 888 001 254	33 CAL	21	Hliníkový	Postranní úchytky	3-4 týdny	28 408 Kč
536 888 001 255	34 CAL	28	Hliníkový	Postranní úchytky	3-4 týdny	31 336 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-KGW-Large-Insulating-Dewar-Flasks-EN.pdf](#)