

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Nádoby na vzorky > Nádoba na vzorky se šroubovým uzávěrem, PP

Nádoba na vzorky se šroubovým uzávěrem, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 500 ml
- materiál: bílý PP
- šroubový uzávěr
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem nebo formalínem
- autoklávatelná při 121 °C
- vhodná pro sběr, skladování a transport vzorku



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr dna [mm]	Výška bez uzávěru [mm]	Barva	Dostupnost	Cena / ks
333 003 322 005	500	80	95	Bílá	Skladem, do 1 týdne	39 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.