

Nádoba na vzorky se šroubovým uzávěrem, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 500 ml
- materiál: bílý PP
- šroubový uzávěr
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem nebo formalínem
- autoklávovatelná při 121 °C
- vhodná pro sběr, skladování a transport vzorku



| Obj. číslo | Objem [ml] | Průměr dna [mm] | Výška bez uzávěru [mm] | Barva | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-----------------|------------------------|-------|---------------------|-----------|
| 333 003 322 005 | 500 | 80 | 95 | Bílá | Skladem, do 1 týdne | 34 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.