

Nádoba nástavná na magnetické míchačky Heidolph

Výrobci a značky: Heidolph

Olejevá lázeň s frézovaným dnem

Jedná se o klasické olejové lázně ze slitiny hliníku s velmi dobrou tepelnou vodivostí (umožňují dobrou temperaci vzorku za současného míchání).

Základní charakteristika nástavných nádob:

- objem 1, 2 nebo 4 l
- vynikající stabilita na pracovní desce míchaček díky frézovanému dnu (přesně sedí na kulatou pracovní desku míchaček o Ø 145 mm)
- dobrá tepelná vodivost, krátká doba ohřevu (šetří čas i energii)
- materiál: hliník
- držáky z plastu (pro snadné a bezpečné přenášení lázně)



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 049 300 000	Lázeň nástavná 1 l, pro olej do 250 °C	3-4 týdny	6 150 Kč
392 049 200 000	Lázeň nástavná 2 l, pro olej do 250 °C	3-4 týdny	6 550 Kč
392 049 100 000	Lázeň nástavná 4 l, pro olej do 250 °C	3-4 týdny	7 375 Kč
392 049 400 000	Nástavec na jednu kulatou baňku 1 l	3-4 týdny	4 725 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.