

## Nádoba odběrová pro průmysl a vodárenství

Odběrové nádoby jsou ideální pro získávání vzorků z hůře dostupných míst (nádrží, rybníků, šachet, čističek atd.). V kombinaci s teleskopickou tyčí lze vzorkování provést až z hloubky 6 metrů. **Teleskopická tyč** není součástí dodávky (objednává se samostatně).



- **kádinka s kloubem** (umožňuje variabilní nastavení úhlu kádinky až do 90°), dostupná ve 3 velikostech (objem 600, 1000 nebo 2000 ml)
- **kádinka výkyvná** se vždy automaticky nastaví do vodorovné polohy; je vhodná pro vzorkování vody z úzkých šachet; dostupná v plastovém provedení ve 3 velikostech (objem 600, 1000 nebo 2000 ml) nebo v nerezovém provedení (objem 1000 ml)
- **pohárek** z nerezové oceli je ideální pro vzorkování prášků, granulí, past nebo bláta
- **držák na láhev** je vhodný pro všechny plastové, skleněné a nerezové láhve do průměru 88 mm a objemu 750 ml; láhve se upínají univerzálním rychloupínacím páskem; úhel je plynule nastavitelný až do 90°

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
331 707 153 094	Kádinka s kloubem, PP, objem 600 ml	1-2 týdny	1 358 Kč
331 707 153 194	Kádinka s kloubem, PP, objem 1000 ml	Skladem, do 1 týdne	1 385 Kč
331 707 153 294	Kádinka s kloubem, PP, objem 2000 ml	4-6 týdnů	1 524 Kč
331 707 153 084	Kádinka výkyvná, PP, objem 600 ml	1-2 týdny	1 268 Kč
331 707 153 184	Kádinka výkyvná, PP, objem 1000 ml	4-6 týdnů	1 330 Kč
331 707 153 284	Kádinka výkyvná, PP, objem 2000 ml	1-2 týdny	1 446 Kč
399 156 221 200	Kádinka výkyvná, nerez ocel, objem 1000 ml	1-2 týdny	5 008 Kč
399 156 221 000	Pohárek, nerez ocel, objem 1000 ml	1-2 týdny	4 589 Kč
331 707 153 174	Držák na láhev do Ø 88 mm a objemu 750 ml	2-3 týdny	1 584 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Telescopic-rod-EN.pdf