

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Nádoby na vzorky > Nádobka kónická se zaklapávacím víčkem, PP

## Nádobka kónická se zaklapávacím víčkem, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 200, 400 a 1000 ml
- materiál: přírodní (průhledný) nebo bílý PP (nádobka), přírodní (průhledný) PE (víčko)
- zaklapávací víčko
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem nebo formalínem
- autoklávatelná při 121 °C (nádobka bez víčka)
- vhodná pro odběr vzorků



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Barva	Dostupnost	Cena / ks
333 000 041 002	200	62	88	Přírodní	Skladem, do 1 týdne	6 Kč
333 000 041 007	200	62	88	Bílá	1-2 týdny	6 Kč
333 000 041 012	400	85	100	Přírodní	Skladem, do 1 týdne	11 Kč
333 000 041 024	1000	105	130	Bílá	3-4 týdny	25 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*