

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Nádoby na vzorky > Nádobka na odběr vzorků, nesterilní, PP

## Nádobka na odběr vzorků, nesterilní, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 40, 60, 125 a 180 ml
- materiál: průhledný PP (nádobka), barevný PE (uzávěr)
- šroubový uzávěr
- nesterilní, možnost sterilizace ethylenoxidem nebo formalínem
- autoklávatelná při 121 °C
- vhodná pro odběr, skladování i přepravu vzorků
- **informace k dodávce:** nádobky se dodávají s našroubovaným uzávěrem



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Barva víčka	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
333 000 027 002	40	30	70	Červená	100	Skladem, do 1 týdne	274 Kč
333 000 029 002	60	33	70	Červená	70	Skladem, do 1 týdne	236 Kč
333 000 129 002	60	33	70	Zelená	70	1-2 týdny	251 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Barva víčka	Dostupnost	Cena / ks
333 000 029 002 P	60	33	70	Červená	Skladem, do 1 týdne	4,50 Kč
333 000 031 003	125	52	74	Červená	Skladem, do 1 týdne	7 Kč
333 000 033 002	180	52	102	Červená	Skladem, do 1 týdne	8 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*