

Nádobka na odběr vzorků, nesterilní s graduací, PP

Materiál: PP

- objem: 120 ml
- materiál: průhledný PP (nádobka), barevný HDPE (víčko)
- graduace (poslední ryska na 100 ml)
- matná ploška na popis
- víčko se závitěm
- nesterilní
- autoklávovatelná při 121 °C (bez víčka)
- vhodná pro odběr, skladování i přepravu vzorků
- **informace k dodávce:** nádobky se dodávají v balení po 300 ks s našroubovaným víčkem



Obj. číslo	Objem [ml]	Výška [mm]	Vnější průměr víčka [mm]	Barva víčka	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 305	120	72,5	62,5	Bílá	300	Skladem, do 1 týdne	940 Kč
130 647 696 302	120	72,5	62,5	Modrá	300	Skladem, do 1 týdne	940 Kč
130 647 696 303	120	72,5	62,5	Zelená	300	Skladem, do 1 týdne	962 Kč
130 647 696 304	120	72,5	62,5	Červená	300	Skladem, do 1 týdne	966 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.